

A-dec 500

A-DEC.COM/500EXPERIENCE

 a dec®

Bátorítja, hogy hozza ki önmagából a legjobbat.

Hiszünk a fogászati közösség fejlesztésében.

Hiszünk abban, hogy az egyszerűség elegáns, a tudás nélkülözhetetlen és az alapos megértés az alapja mindennek, amit csinálunk.

Hiszünk az innovációban. A munkahelyi komfortban.

Abban, hogy legyen energiánk a nap végén is.

Az A-dec-nél hiszünk a fogorvosok bátorításában, hogy arra fókuszáljanak, ami igazán fontos: a pácienseikre.



MI HISZÜNK.



TAPASZTALJA MEG AZ ÚJ A-DEC 500-AT.



Egy legenda, újrafogalmazva.


Egy komplex technológiával és zajjal teli világban mi elhozzuk önnek az intelligens egyszerűséget és a tévedhetetlen lelki nyugalmat. A holisztikus és ösztönös működésre tervezett új A-dec 500 csendesen beleolvad a háttérbe, minden lépésére reagálva, folyamatosan. Tapasztalja meg az A-dec 500 új minőségét.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS: Férjen hozzá mindenhez és helyezzen el mindent, amire csak szüksége van, csupán egy karnyújtással.

RUGALMAS INTEGRÁCIÓ: Konfigurálja, amire ma szüksége van. A rugalmas tervezés megengedi, hogy ön további klinikai eszközöket konfiguráljon, melyekre később szüksége lehet.

INTELLIGENS IRÁNYÍTÁS: Testre szabható és könnyen navigálható. Adjon hozzá kiegészítő eszközöket most, vagy akár később. Ön irányít.

KIEMELKEDŐ TÖRŐDÉS: A kényelem és a stabilitás hozzájárul a kiemelkedő páciensi élményhez.



BEVEZETÉS





[01] TAPASZTALJA MEG AZ OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉST.

Tökéletes közelség.

Minden, amire szüksége van, könnyen elhelyezhető és kényelmes távolságban van. Közel a pácienséhez, az Ön testtartása pedig egészséges, a látása tiszta és a távolságok minimálisak. Elképesztő, hogy hogyan repül az idő, amikor kényelemben érzi magát az ember.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS

A-dec 500system

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁSOK.



Fókuszáljon szabadon munkájára.

Ez jó. Aktiválhatja, deaktiválhatja, elhelyezheti és használhatja eszközeit anélkül, hogy máshová kelljen néznie, akár egy pillanatra is. Keményen dolgoztunk azon, hogy a felszerelés és a technológiák maradjanak könnyen kezelhetőek, hogy megőrizhesse magabiztosságát páciensei előtt.

KEDVEZŐ ELHELYEZÉS: Szabályosan és pontosan helyezze el a lengőkart oda, ahova szeretné és számíthat arra, hogy ott is marad.

EGYKEZES BEÁLLÍTÁS: Könnyedén állítsa be a lengőkart egy kézzel, vagy egy ujjal, ha úgy tetszik.

KÉTKEZES BEÁLLÍTÁS: Váltson a jobbkezes és a balkezes vezérlés között másodpercek alatt. A központi elhelyezkedésű kar és érintőpanel elérhető és jól látható mindkét oldalról.

DELUXE PLUS ÉRINTŐPANEL: Csak azt a tevékenységet jelzi ki dinamikusan, amit éppen csinál, így könnyű és egyszerű a használata.

AUTOMATIKUS FÉKEZÉS: Fogja meg a kart és a rugós fék automatikusan kienged. Mi ezt kapacitív aktiválásnak hívjuk, de ön ezt egyszerűnek fogja csak hívni.



POZÍCIONÁLÁS KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.




TÖKÉLETESEN BEÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLA

A hozzáférési szögek hatalmas különbséget tesznek egy hosszú nap és egy jó nap között. Az A-dec 500 fejtámla az emelőkar nyomásával igazítható, így biztosítva van az optimális betekintés a szájüregbe.

VÉKONY, HAJLÍTHATÓ HÁTTÁMLA

Az A-dec jellegzetes ultra vékony háttámlája és fejtámlája kényelmes pozícióban történő munkavégzésre nyújt lehetőséget - lábak a páciens alatt, könyökök az oldalakon.



POZÍCIONÁLHATÓ DELUXE PLUS ÉRINTŐPANEL

Az érintőpanel billenthető és a kar forgatható a több szögből elérhető pontos látványért. Mivel a vezérlőegység karja mozgatható a jobb vagy balkezes orvosoknak, így optimális beláthatóságot kaphat a vezérlő fej mindkét oldaláról.

NAGYOBB HATÓSUGARÚ TÖMLŐ

A hosszabb kézarab tömlő csökkenti a kezelés közbeni ellenállást és fáradtságot.

(ELÉRHETŐ az A-dec Continental-on®)

ELTÁVOLÍTHATÓ TÁLCATARTÓ

Integrált, egymásra rakható, kézhez álló tálca, amin elfér minden, amire szüksége van, miközben okosan kihasználhatja a teret maga körül.

[02] TAPASZTALJA MEG A RUGALMAS INTEGRÁCIÓT.



Előregondolkodó tervezés.

Az A-dec termékek hosszú használatra vannak tervezve, miközben a technológia állandóan változik. Ezekkel az alkalmazkodásra képes megoldásokkal, az A-dec 500 tökéletessé teszi az Ön mai tevékenységét, és holnap pedig együtt fejlődik az újakkal.

GYAKORLOTT MOZDULATOK.



*Imádom ezt a vezérlőegységet!
Könnyen mozgatható,
súlytalannak érzem a kezeimben
és az integrált technológia miatt
hatékony és könnyű a
használata.*

MEGAN NEVILLS, DMD
ALOHA, OREGON, USA



Megalapozott döntés.

Szorgalmasan dolgoztunk azon, hogy az új A-dec 500 vezérlőegysége kompatibilis legyen a legtöbb klinikai eszközzel, így bármelyikkel tud dolgozni, amelyeket ön választ. Még ha a jövőbeli tervei meg is változnának, meg van rá a lehetősége, hogy újrakonfigurálja a vezérlést és használja az új lehetőségeket.

ALAKÍTHATÓ KIÉPÍTÉS: A lengőkaron lévő hat pozícióval szinte bármilyen kombinációt integrálhat: az orálkamerától és depurátortól egészen a fényrekötő lámpáig, vagy akár az elektromos mikromotorig.

ÁLLÍTHATÓ KÉZIDARABTARTÓK: Mindegyik kézarabtartó mozgatható, így le tudja hajtani a kézarabokat, hogy könnyen meg lehessen őket fogni használat közben, majd vissza tudja állítani egyenesbe, hogy biztonságos legyen, mikor nincsenek használatban.



RUGALMAS INTEGRÁCIÓ

A-dec500system

GYAKOROLJA A TÖKÉLETESSÉGET.



Egyesíti a hatékony műveleteket és az elektromos vezérlést a sűrített levegő jelenlétével.

MICHAEL VAN GORDON, DMD PC
ST.HELENS, OR, USA



Erőteljes, mert elektromos. Könnyű, mert levegős.

EGY KÉZIDARAB, TÖBBFÉLE ALKALMAZÁS: A W&H Primea™ Advanced Air turbina a világ első, még növekvő nyomásnál is stabilan magas fúrófordulattal működő turbinája.

Ez az A-dec 500-ba beépített díjnyertes új technológia kompakt és kis súlyú, mégis erőteljes és precíz. Egy szenzor a kézidarab fejében folyamatosan méri a

fogfúró forgósebességét a fagon és folyamatosan hozzáigazítja a levegő mennyiséget, így fenntartja a maximális kezelői teljesítményt. Ezzel az egy turbinával könnyen végezhet komplett nagy sebességű kezelést, új lehetőséget nyitva ezzel a napi gyakorlatában.

Ki mondja, hogy a tökéletesség nem megvalósítható?



RUGALMAS INTEGRÁCIÓ

A-dec 500 system





[03] TAPASZTALJA MEG AZ INTELLIGENS VEZÉRLÉST.

*Kiszámítható és
ösztönös*

Kimondatlanul is érzi a „fesztelen nyugalmat,” hiszen tudja, hogy a felszerelése kiszámítható, érzékeny és ösztönös, kiegészíti minden gyakorlott lépését. Így arra fókuszálhat, ami igazán számít: a pácienseire.

INSPIRÁLT MAGABIZTOSÁG.



Szerényen érzékeny.

A beépített megoldásoknak és a holisztikus irányításnak köszönhetően könnyedén hozzáférhet a klinikai eszközökhöz, aktiválhatja és deaktiválhatja azokat, anélkül, hogy gondolna rájuk. Lényegében, maga az eszköz „eltűnik”, így hagyja Önt a kezelésre fókuszálni.

INTELLIGENS ÉRINTŐPANEL: Vizuális, a vezérlő felület ikonjai csak azokat a beállításokat mutatják, amelyekre szüksége van.

AUTOMATIKUS AKTIVÁLÁS: A képernyő aktiválódik, amint felveszi a kézidarabot.

LED INDIKÁTOR: Felvillan, amint a kézidarabot kiemeli a tartóból, így nyugodtan állíthat rajta, mert tudja, hogy ez lett aktiválva.

KÉT OPERÁTOR BEÁLLÍTÁS: A megosztott vezérlés lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel hozzáférjen a saját személyére szabott beállításokhoz.



INTELLIGENS VEZÉRLÉS

A-dec500system

MODERN EGYSZERŰSÉG.

Zavartalan és egyszerű.

Az új Deluxe Plus érintőpanel minimalizálja a szükségtelen információkat és csak azt láttatja, amire szüksége van, és akkor, amikor szüksége van rá, az aktuális feladatra vagy kezelésre alapozva. A kellemes puha tapintású aktív üveg érintőpanel könnyen tisztítható.

Tiszta és egyszerű.





A/B FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS

2 felhasználóra programozható beállítások (A és B-ként jelölve).



MEMÓRIA BEÁLLÍTÁS

Állítson be egyéni fogfúró sebességet az Advanced Air kézidarabon. Használja az előre beállított memória adatokat a többi kompatibilis kézidarabhoz is.


KÉZIDARAB ÜZEMMÓD:

Advanced air vagy hagyományos? Egyszerűen váltson a kézidarab üzemmódjai között

HŰTŐVÍZ:

Kapcsolja ki/be a hűtővizet a képernyőn vagy a lábkapcsolón. A vezérlőegység fényjelzője mutatja az adott kézidarab-hűtés ki/be állapotát.





[04]
**TAPASZTALJA MEG
A LEGJOBB
TÖRŐDÉST.**

Egyszerű, számíthat rá.

A gyengéd, megbízható kényelem
érzése relaxált állapotba helyezi
pácienseit, pozitív élményt
nyújtva.

KONZISZTENS KÉNYELEM.



A test teljes alátámasztása.


A kényelem érzés, vagy tudomány? Mindkettő. A nyomáspontok csökkentésével és az alátámasztások enyhítésével a tudományos nyomtérképezés adatait felhasználva, az A-dec 500 biztosítja a páciens kényelmét a kezelés alatt. Amikor a páciense relaxált, Ön is az lehet.

KETTŐS ARTIKULÁCIÓJÚ, CSÚSZTATHATÓ FEJTÁMLA: Igazítsa pácienséhez, hogy tartósan kényelemben érezze magát.

SIMA HÁTTÁMLA: A hajlítható, vékony háttámlának van egy célja. A rája forma tükrözi a páciens testének anatómiáját, teljes testi alátámasztást nyújtva, miközben meghagyja önnek a teret, hogy közel férhessen a pácienshez.

BIZTONSÁGOS KARTÁMASZOK: Megtámasztja a páciensek súlyát amikor szükség van rá és eltűnik az útból amikor nincsen.

LÁBRÉSZ: Amikor a széket hátradönti, a lábész észrevétlenül emelkedik 23 cm-t egy finom, ringató élményt nyújtva. Semmi más nem érez a páciense, csak kényelmet.



FIGYELMES TERVEZÉS.

AZONNALI KÉNYELEM

Kényelmesen elhelyezkedni a székben nem a páciens feladata, hanem a miénk. Ezért úgy alkottuk meg az A-dec 500-at, hogy megtámassza a páciens egész testét, amint beleült.

GYENGÉD START/STOP


A beteg pozicionálása során a precíziós hidraulikus mozgás lehetővé teszi a csendes, észrevétlen leállást vagy indulást, kiküszöböli a mozgás miatt fellépő szorongást. Párosítva a virtuális döntéssel, amely a mozgást a beteg természetes mozgásával szinkronizálja, a szék hátradöntött, vagy visszatérő helyzetében nincs szükség újbóli beállításra.

KÖNNYŰ KI/BESZÁLLÁS

Erős, két-pozíció karmtámla stabilan tartja a páciens ki- és beszálláskor.

POZÍCIONÁLÁS CÉLLAL:

A fejtámla négy állítható forgásponttal támasztja meg a páciens fejét bármilyen szögből.





MEREV SZERKEZET

A merev szerkezet csökkenti a mozgás közbeni rezgéseket ön és a páciense kényelméért.

KIEGYENSÚLYOZOTT STABILITÁS


A karok egyensúlyban tartják a tömlők súlyát, így könnyen mozgathatja a kézidarabokat anélkül, hogy meghúzná vagy elfárasztaná a csuklóját.




ELTÉRŐ MÉRETŰ
PÁCIENSEKHEZ
TUD ILLESZKEDNI



MEGNÖVELT
TEHERBÍRÁS, AKÁR
227 KG-IG




KÖZÉPRE SZERELT, MINDKÉT
KÉZZEL KÖNNYEN
HASZNÁLHATÓ
VEZÉRLŐKONZOL KIJELZŐ ÉS
KAR



[05] TEGYE MAGÁÉVÁ.

Személyre szabott egyéniség.

Szín és stílus, kezelési opciók, lábvezérlés és eszközök. Megérdemli, hogy úgy dolgozzon, ahogy szeret, egészen az utolsó öltésig. Az A-dec-nél, mi hiszünk a választás örömeiben.



SZABJA SZEMÉLYRE

A-dec500system

DOLGOZZON ÚGY, AHOGY SZERETNE.


*Kezelési opciók úgy,
ahogyan ön gyakorolja.*

Három oldala van ennek az egyenletnek: Ön, a csapata és a páciensei. Az A-dec lehetőségeket ad, hogy olyan kiépítést választhasson, ami működik, ahogyan Ön szeretné, miközben kényelmet és biztonságot nyújt a pácienseinek.



ERGONÓMIAI KÉNYELEM KÖRÖS-KÖRÜL.

533 Kontinentális vezérlés, korong lábpedál, 572L LED-es fény.





AMIT NEM LÁTUNK, NEM ZAVAR

541 12-óraban kiépített vezérlő egység,
korong lábpedál



EGYSÉGES ÉS ÁRAMVONALAS.

532 Tradicionális vezérlés, oldalkaros lábpedál, 572L LED

SZABJA SZEMÉLYRE

A-dec500system




AZ ÖN STÍLUSA, AZ ÖN DÖNTÉSE.



Varrott kárpit



Formázott kárpit



Varrott színek:



A varrott kárpitok kontrasztos öltései.



TERVEZZE MEG RENDELŐJÉT
A-DEC-INSPIRE-ME.COM



Formázott színek:



SZABJA SZEMÉLYRE

A-dec500system

RUGALMAS OPCIÓK.

VEZÉRLŐEGYSÉGEK:



Kontinentális




12-órás



Varrott



Tradicionális



Tálca



Formázott

Vezérlő rendszer

Kárpit

Hiszünk az Ön döntésében

Mivel két orvos sem lehet teljesen egyforma, lehetőségeket kínálunk, hogy eszközeit kedve szerint szabja személyre, kedvezve Önnek és csapatának.

Fogászati lámpák



12-órás

Monitortartók



Köpőcsészék



Székre szerelt

Asszisztensi eszköz tartók



Oldalkaros lábpedál

Korong lábpedál

Lábpedálok



Integrált eszközök és gépek

SZABJA SZEMÉLYRE

A-dec500system

SPECIFIKÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK.

A-dec 511 fogorvosi szék

Alap magasság adatok	Legalacsonyabb helyzet: 343 mm, 368 mm az A-dec 300 vizesblokkal. Legmagasabb helyzet: 800 mm
Háttámla	Ultravékony 25 mm hajlítható háttámla* (*A formázott káprít esetén)
Fejtámla	Kettős artikulációs, csúsztatott fejtámla, kar kiengedés
Karfák	Két pozíciós kartámlák
Szék elfordítás	60° (30° jobbra és balra)
Tápegység	300-watt
Szék irányítás	A vezérlőegység érintőpaneljén vagy lábkapcsolóval
Emelő rendszer	Finom start/stop hidraulikus meghajtás
Kiépítés	Radius bal/jobb vagy székre szerelt bal/jobb
Káprít opciók	Varrott vagy formázott
UL load rating	UL 227kg max terhelés, négyzet, terhelési táblán

Vizesblokk

	461 support centre	
	Standard	Opcionális
Köpőcsésze (programozható pohár töltéssel és köpőcsésze öblítés időzítővel)	Üvegporcelán	
Köpőcsésze rotáció	± 45°	
Hűtővíz	Nincs	2-literes palack
Beépíthető amalgam szeparátor		Van (amalgam szeparátor vagy vizespalack)
Szerelési hely	Állítható jobb/bal középpontú forgatás	
Lámpa/monitor állvány	Nincs	Nincs

Fogorvosi lámpák

	500 LED lámpa
Színhőmérséklet	5,000 K
Megvilágított terület	95 mm x 145 mm 700 mm fókusztávolságnál
Fényerősség	Alacsony: 15,000 lux Közepes: 25,000 lux Magas: 30,000 lux Kompozit üzemmód: 23,000 lux sárga fény
BTU/óra	77
Energia fogyasztás	22-watt
Lámpa vezérlése	Érintőpanelen, a lámpafejen, vagy a szék mozgásához előre programozva
A fényforrás várható élettartama	>40,000 óra

Monitor állvány

	A-dec 482	A-dec 381	A-dec 382 Radius
Szerelési mód	Lebegő	Lebegő	Rögzített
Lapos képernyős monitor maximális súlya	9 kg	9 kg	14 kg
Monitor állvány dőlési szöge	±45°	±45°	±45°
Állvány helye	Lámpa karján szerelve	Lámpa karján szerelve	Székre szerelve (egy vagy kettő)

Vezérlő rendszer					
	500 Radius		500 12-órás kiépítés		
Modulok	A-dec 532 tradicionális (alsókaros) A-dec 533 kontinentális (felsőkaros)		A-dec 541 12-órás kiépítés, duo (orvosi-asszisztensi kiépítés)		
	Standard	Opcionális	Standard	Opcionális	
Érintőpanel	Deluxe Plus	N/A	Deluxe	Standard, nincs	
Lámpedál	Korong nedves/száraz chip blower-rel	Oldalkaros	Korong nedves/száraz chip blower-rel	Oldalkaros	
Bal/Jobb átalakítás	Igen	N/A	Igen		
Kézidarab tartó pozíciói	Tradicionális - 5 + puszter Kontinentális - 5 + puszter	Meleg vizes puszter, continental - 5 + puszter	Tradicionális - 4 + puszter	Melegvizes puszter	
Kézidarab tömlők	Szilikon		Szilikon		
Kézidarab fényforrás	Quad-volt		Quad-volt		
Kartartók	Kiegyensúlyozott, flexibilis, légfékes pozitív kartartók		Kézi magasság beállítású		
Szerelési opciók	A-dec 511		Preference Collection (bútorba épített) A-dec Inspire (A-dec rendelőkbe épített, önállóan álló)		
Fékező karok	N/A		Nincs		
Vizhűtés	2-literes palack		2-literes palack		
Integrációs lehetőség	USB 2.0 kábel, 4.5 m, hat eszköz lehetőség	Aktív USB hub	USB 2.0 kábel, 4.5 m, öt eszköz lehetőség	Aktív USB hub	

Asszisztensi eszközök						
	551 asszisztensi kiépítés		541 12-órás, duo kiépítés (orvos-asszisztens)		545 12-órás asszisztensi kiépítés	
	Standard	Opcionális	Standard	Opcionális	Standard	Opcionális
Levegő/víz puszter		Gyors csatlakozású pusztervég (QD) Melegvizes pusztervég QD	QD puszter	Melegvizes gyorscsatlakozású puszter QD	QD puszter	Melegvizes QD puszter
Vezérlő konzol	Standard vezérlés		Nincs	Standard vezérlés	Nincs	Standard vezérlés
Szívó kézidarabok	Gyorscsatlakozású tömlő 1 x nyálszívó (SE) 1 x exhausztor (HVE)	Exhausztor dupla tartós kiépítés	1 x nyálszívó (SE) 1 x exhausztor (HVE)	Exhausztor, dupla tartós kiépítés	1 x nyálszívó (SE) 1 x exhausztor (HVE)	Exhausztor, dupla tartós kiépítés
Elszívás tömlői	Gyorscsatlakozású		Gyorscsatlakozású		Gyorscsatlakozású	
Elhelyezkedés	Horizontális	Horizontális és vertikális	Manuális, vertikális állású		Manuális, vertikális állású	
Szerelés helye	Szék mögötti		Bútorba vagy padlóba		Bútorba vagy padlóba	

SPECIFIKÁCIÓK

A-dec 500 system

A legend, *redefined*

a-dec.com/500experience

A-dec Headquarters:
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
T: 1.800.547.1883 (USA/CAN)
T: +1.503.538.7478 (USA-n kívül)
F: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Ausztrália
T: 1.800.225.010 (AUS)
T: +61.(0)2.8332.4000 (AUS-on
kívül)

A-dec Kína
T: 400.600.5434 (CN)
T: +86.571.89026088 (CN-en
kívül)

A-dec Anglia T:
0800.233285 (UK)
T: +44.(0).24.7635.0901 (UK-n kívül)

**Magyarországi
forgalmazó:** Dent-East Kft.
1112 Budapest, Rétkerülő út 51.
Telefon: +36 1 3194568
Fax: +36 1 3107096
e-mail: mail@dent-east.com
www.dent-east.com

a dec



A-dec, az A-dec logó, az A-dec500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC és Radius az A-dec Inc. regisztrált védjegyei és az USA (és más államok) Szabadalmi és Védjegy Hivatalában vannak regisztrálva. Az A-dec 200, a Preference Slimline és a reliablecreativesolutions szintén az A-dec Inc. védjegyei. A védjegy tulajdonosának kifejezett, írásos engedélye nélkül tilos az ezen dokumentumban megjelenő védjegyek és márkanevek bármely módon történő reprodukálása, másolása vagy manipulálása. A vezérlőkonzol egyes szimbólumai szintén az A-dec Inc. tulajdonát képezik. Ezen szimbólumok, azok egészének vagy egyes részeinek használata az A-dec Inc. kifejezett, írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

Advanced Air®, Alegria®, Endea®, Proxeo®, Synea® és a W&H® a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria) regisztrált védjegyei. A Primea™ szintén a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria) regisztrált védjegye.

©2019 A-dec Inc. Minden jog fenntartva. 85.0850.25/BB/5M/04-19/Rev A.



Dent East